

MODALITÀ DI RACCOLTA RICERCA PARASSITI NELLE FECI

1. Togliere il tappo verde girandolo verso sinistra
2. Prelevare il campione fecale con la paletta di campionamento.
3. Prelevare una quantità sufficiente a coprire la superficie della paletta
4. Inserire la paletta di campionamento nel dispositivo di prelievo e chiudere il tappo.
Non ripetere l'operazione più di una volta
5. Agitare il flacone per inversione diverse volte.

CONSERVAZIONE

Il dispositivo di prelievo dei campioni è stabile fino alla data stampata in etichetta, purché il flacone rimanga chiuso. Non esporre il campione a fonti di calore e non congelarlo. Una volta prelevato il campione di feci consegnarlo prontamente al laboratorio.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- I. Non versare liquidi nel dispositivo di prelievo dei campioni, né aggiungere acqua;
- II. Non buttare via il liquido contenuto nel flacone di raccolta;
- III. Non usare il dispositivo di prelievo dei campioni ponendolo a contatto diretto con il corpo;
- IV. Non usare il dispositivo di prelievo dei campioni per scopi diversi dal prelievo di campioni fecali.